

МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ (В И М С)



Научный совет по аналитическим
методам

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ИНСТРУКЦИЯ № 38 - X

ГЕРМАНИЙ

МОСКВА - 1966 г.

Выписка из приказа ГГК СССР № 229 от 18 мая 1964 года

7. Министерству геологии и охраны недр Казахской ССР, главным управлениям и управлениям геологии и охраны недр при Советах Министров союзных республик, научно-исследовательским институтам, организациям и учреждениям Госгеолкома СССР:

а) обязать лаборатории при выполнении количественных анализов геологических проб применять методы, рекомендованные ГОСТами, а также Научным советом, по мере утверждения последних ВИМСом.

При отсутствии ГОСТов и методов, утвержденных ВИМСом, разрешить временно применение методов, утвержденных в порядке, предусмотренном приказом от 1 ноября 1954 г. № 998;

в) выделить лиц, ответственных за выполнение лабораториями установленных настоящим приказом требований к применению наиболее прогрессивных методов анализа.

Приложение № 3, § 8. Размножение инструкций на местах во избежание возможных искажений разрешается только фотографическим или электрографическим путем.

МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР
Научный Совет по аналитическим методам при ВИМСе

Химико-аналитические методы
Инструкция № 38 - X

ПОЛУПРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
БОЛЬШИХ СОДЕРЖАНИЙ ГЕРМАНИЯ В
РАСТВОРАХ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ДИСТИЛЛЯЦИЕЙ

Всесоюзный научно-исследовательский институт минераль-
ного сырья (ВИМС)

Москва, 1966

В соответствии с приказом Госгеолкома СССР № 229 от 18 мая 1964 г. инструкция № 38-Х рассмотрена и рекомендована Научным Советом по аналитическим методам к применению для анализа технологических продуктов (IY категория).

Протокол № 4 от 21.XII.65г.

Зам.председателя ИСАМ	И.Ю. Соколов
Председатель секции химико-аналитических методов	К.С. Пахомова
Ученый секретарь	Р.С. Фридман

Инструкция № 36 - X рассмотрена в соответствии с приказом Государственного геологического комитета № 229 от 18 мая 1964 г. Научным Советом по аналитическим методам (протокол № 4 от 21.XI.65г.) и утверждена ВИСом с введением в действие с I/II-66 г.

ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬШИХ СОДЕРЖАНИЙ ГЕРМАНИЯ В РАСТВОРАХ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДИСТИЛЛЯЦИЕЙ^{х)}

Сущность метода


Полярографическое определение германия основано на том, что в карбонатно-комплексном растворе (рН= 7-9) ионы германия восстанавливаются на ртутном капельном электроде, образуя полярографическую волну с ППВ = - 1,5 в (НКЭ) (рис. 1).



Рис. 1. Полярографическая волна восстановления германия IV в карбонатно-комплексном растворе. Концентрация германия IV - 20 мкг/мл.

х) Внесена в НСАМ химико-аналитической лабораторией ВИСа, 1965.

Процесс восстановления четырехэлектронный, диффузионный².



Чувствительность определения составляет 1 мкг/мл.

Определению германия в карбонатно-комплексном растворе мешают мышьяк III и кадмий, потенциал полуволны восстановления которых близок к ППВ германия.

Железо, хром, цинк, титан, свинец при содержании каждого более 50 мг/л искажают форму волны германия.

Для отделения германия от мешающих элементов используют дистилляцию тетраоксида германия из раствора, 6 н. по соляной кислоте. Так как хлорид мышьяка III при дистилляции отгоняется одновременно с тетраоксидом германия, мышьяк III окисляют перманганатом до мышьяка V, соединения которого нелетучи.

В методе, предложенном Г.А. Волковой и В.Г. Сочевановым¹, отгоняющийся тетраоксид германия поглощается раствором едкого натра, содержащим комплексон III. Отгонку ведут до нейтрализации щелочного раствора, прибавляют буферную карбонатную смесь и полярографируют раствор^{x)}.

Метод рекомендуется для определения германия при содержании его в анализируемом растворе от 0,01 до 1,0 г/л.

Расхождение между параллельными определениями не превышает 5-10% отв.

x) В течение рабочего дня можно выполнить 10 определений.

Реактивы и материалы

1. Кислота соляная $d_{4,19}^x$ и разбавленная 1:1, 3:1, 4:1.
2. Кислота фосфорная $d_{1,70}$.
3. Едкий натр, 10 и раствор. Растворяют 420-450 г едкого натра в 500 мл воды, по охлаждению переносят раствор в мерную колбу на литр, доливают водой до метки и перемешивают. Концентрацию раствора проверяют титрованием кислотой с известным титром.
4. Калий марганцевокислый (перманганат).
5. Натрий сернистокислый (сульфит натрия) безводный.
6. Комплексон В или трилон перекристаллизованный.
7. Карбонатная смесь. Растирают в ступке 10 г безводной соды, добавляют 100 г бикарбоната натрия и перемешивают до получения однородной смеси.
8. Типовой раствор германия.
 Раствор А: навеску 0,2882 г безводной двуокиси германия х.ч. растворяют при нагревании в воде, остывший раствор переносят в мерную колбу на 200 мл, доливают водой до метки и перемешивают. В 1 мл раствора А содержится 1 мг германия.
 Раствор Б: разбавляют 50 мл раствора А до 100 мл. В 1 мл раствора Б содержится 0,5 мг германия.
 Раствор В: разбавляют 10 мл раствора А до 100 мл. В 1 мл раствора В содержится 0,1 мг германия. Раствор В должен быть свежеприготовленным.

$x)d$ - относительная плотность.

9. Универсальный индикатор (бумага).
 10. Фенолфталеин, 1%-ный спиртовой раствор.

Аппаратура

Прибор для отгонки тетрахлорида германия (рис. 2).




Рис. 2 . Прибор для дистилляции германия

- 1 - коническая колба; 2 - стеклянная насадка;
 3 - резиновая трубка; 4 - холодильник;
 5 - воронка с краном; 6 - делительная воронка;
 7 - трубка для подачи воздуха или водорода;
 8 - мерная колба - приемник.

Прибор состоит из широкогорлой жаростойкой конической колбы емкостью 250 мл, в отверстие которой вставлена насадка с отводной трубкой, соединенной с шариковым холодильником. В отводную трубку впаяна воронка с краном. В насадку при помощи резиновой пробки вставлена делительная воронка с краном и с боковым ответвлением для подачи воздуха или водорода. Нижний конец холодильника опускают в мерную колбу на 100 мл, в которой тетрахлорид германия поглощается щелочным раствором комплексона III.

Ход анализа

Определенный объем анализируемого раствора от 5,00 до 25,00 мл (в зависимости от ожидаемого содержания германия) вносят в коническую колбу прибора для отгонки, прибавляют 5 мл фосфорной кислоты $d_{4} 1,7$ и 0,1 г перманганата (отвешивают заранее) и быстро собирают прибор. В мерную колбу, служащую приемником, наливают 20 мл 10 н. раствора едкого натра, прибавляют 0,3 г комплексона III, 2 г сульфита натрия, 1-2 капли фенолфталеина, 15-20 мл воды и погружают ее в стакан с холодной водой X). Через делительную воронку добавляют в коническую колбу такое количество разбавленной соляной кислоты, чтобы объем раствора оставался 40 мл и чтобы он был 6 н. по соляной кислоте. Поэтому количество и разведение прибавляемой соляной кислоты зависят от объема анализируемого раствора.

X) При большом избытке щелочи фенолфталеин не дает розовой окраски и раствор остается бесцветным.

Если в анализируемом растворе содержится соляная кислота, ее следует нейтрализовать 10 н. раствором едкого натра по универсальному индикатору, а затем уже прибавлять необходимое количество разбавленной соляной кислоты.

Включают подачу воздуха или водорода и нагревают раствор в колбе^{х)}. Через 10-15 минут раствор в приемной колбе, вследствие нейтрализации избытка щелочи, приобретает постепенно усиливающуюся розовую окраску, доходящую к моменту нейтрализации до максимума, и сразу обесцвечивается. Это служит указанием на окончание отгонки. Прекращают нагревание и через 0,5 - 1 минуту промывают весь прибор водой (3-5 мл), открыв для этого край наполненной водой воронки на отводной трубке. Нижний конец холодильника ополаскивают водой (воду присоединяют к раствору в приемнике) и прекращают подачу воздуха.

К раствору в приемнике для более точной нейтрализации прибавляют несколько капель 10 н. раствора едкого натра до появления розового окрашивания, 1-2 капли соляной кислоты и 1,19 до почти полного обесцвечивания раствора, затем добавляют 4 г карбонатной смеси, доливают водой до метки, перемешивают и через 10-15 мин. полярографируют в пределах приложенного напряжения поляризации от 1,2 до 1,8 в (НКЭ).

Высоту полярографической волны измеряют по методу двух отсчетов или лучше по вычерченной полярограмме.

х) жидкость из колбы не должна перебрасываться в холодильник: если в шариках холодильника появляются не успевающие конденсироваться белые пары, следует немедленно уменьшить нагревание.

Содержание германия находят по градуировочному графику, построенному по данным полярографирования серии эталонных растворов с заданной концентрацией германия. Строят два графика для разных содержаний германия: 0,01 мг - 1,0 мг (эталонные растворы 1-5, см. табл.) и 1,0 мг - 10,0 мг (эталонные растворы 6-10, см. табл.).

Для приготовления серии эталонных растворов в 10 мерных колб на 50 мл вводят с помощью калиброванной бюретки определенные объемы типового раствора, содержащего 0,1 мг германия в 1 мл (раствор В, колбы 1-5) или 0,5 мг германия в 1 мл (раствор Б, колбы 6-10), прибавляют 10 мл 10 н раствора едкого натра, 0,15 г комплексона III, 1 г сульфата натрия, 15-20 мл воды, 1-2 капли раствора фенолфталеина, перемешивают (раствор бесцветный) и медленно приливают 10 мл соляной кислоты 1:1. Оставшийся избыток щелочи нейтрализуют (из капельницы) соляной кислотой 1:1 до появления розовой окраски, а затем по каплям до обесцвечивания раствора. Для более точной нейтрализации прибавляют несколько капель раствора едкого натра до слабого порозовения и 1-2 капли соляной кислоты 1:1 до почти полного обесцвечивания раствора. Раствор охлаждают, прибавляют 2 г карбонатной смеси, доливают водой до метки и тщательно перемешивают.

Таблица
Эталонные растворы для построения графика

№ п/п	Объем типового раствора, мл	Содержание германия в эталоне, мг/мл
1	0,00	0,000
2	1,00	0,002
3	2,50	0,005
4	5,00	0,010
5	10,00	0,020
6	2,00	0,020
7	3,00	0,030
8	5,00	0,050
9	10,00	0,100
10	20,00	0,200

} Раствор В (0,1 мг/мл)
 } Раствор Б (0,5 мг/мл)

При полярографировании температура испытуемых растворов должна быть одинакова с температурой, при которой полярографировались эталонные растворы.

Содержание германия в анализируемом растворе (г/л) вычисляют по формуле:

$$\text{г/л Ge} = \frac{X \cdot V}{Z} \text{ мг/мл (г/л) ,}$$

где: X - найденная по калибровочному графику искомая

концентрация германия, мг/мл;

V - объем раствора, подготовленного к полярографированию (объем мерной колбы) , мл;

Z - объем раствора, взятого для анализа, мл.

Дополнение

При отсутствии в анализируемом растворе мышьяка III и нитратов и при содержании железа III, кадмия, цинка, свинца, хрома и титана не более 50 мг/л каждого дистиллята можно опустить. В этом случае аликвотную часть раствора (1-10 мл) помещают в мерную колбу на 50 мл, прибавляют реактивы в том же порядке, что и в эталонные растворы для построения графиков, и через 10-15 минут полярографируют.

Литература

1. Волкова Г.А., Сочеванов В.Г. Полярографическое определение германия в рудах и концентратах. Зав. лаб. 5, 541, 1965 г.
2. Šulcok Z., Svasta J. Chem. Listy 51, 11(1957).

Технический редактор Л.Н.Хорошева
Корректор Л.Д.Малкина

Сдано в печать 28.П.66г. Подписано в печати 7.УІ.66г.
Заказ № 57 Л81422 Тираж 900 экз.

Москва , Старомонетный пер., 29 - ОЭП ВИСа

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я

лабораторных методов анализа минерального сырья по их назначению и достигаемой точности

Категория анализа	Наименование анализа	Назначение анализа	Точность по сравнению с допусками внутрилабораторного контроля	Коэффициент к допускам
I.	Особо точный анализ	Арбитражный анализ, анализ эталонов	Средняя ошибка в 3 раза меньше допусков	0,33
II.	Полный анализ	Полные анализы горных пород и минералов.	Точность анализа должна обеспечивать получение суммы элементов в пределах 99,5-100,5%	
III.	Анализ рядовых проб	Массовый анализ геологических проб при разведочных работах и подсчете запасов, а также при контрольных анализах.	Ошибки анализа должны укладываться в допуски	I
IV.	Анализ технологических продуктов	Текущий контроль технологических процессов	Ошибки анализа могут укладываться в расширенные допуски по особой договоренности с заказчиком.	I-2
V.	Особо точный анализ геохимических проб	Определение редких и рассеянных элементов и "элементов-спутников" при близких к кларковым соотношениях.	Ошибка определения не должна превышать половины допусков; для низких содержаний, для которых допуски отсутствуют, - по договоренности с заказчиком.	0,5
VI.	Анализ рядовых геохимических проб.	Анализ проб при геологических и других исследованиях с повышенной чувствительностью и высокой производительностью.	Ошибка определения должна укладываться в удвоенный допуск; для низких содержаний, для которых допуски отсутствуют, - по договоренности с заказчиком.	2
VII.	Полуколичественный анализ	Качественная характеристика минерального сырья с ориентировочным указанием содержания элементов, применяемая при металлометрической съемке и др. поисковых геологических работах	При определении содержания элемента допускаются отклонения на 0,5-1 порядок.	
VIII.	Качественный анализ	Качественное определение присутствия элемента в минеральном сырье.	Точность определения не нормируется	